

# ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN / O<sub>2</sub>



ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål  
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages 1079 - 1120

## Användningsområden

Gas i flamdetektorer  
Instrumentgas

## Transportinformation

### Flaskor med komprimerad gas

Officiell transportbenämning      Oxygen, komprimerad  
UN-nummer                                1072  
ADR/RID                                    Klass 2  
    Klassificeringskod 1 0



## Gasdata

Molekylvikt	32 g/mol
Relativ densitet	
Relativ densitet, gas	1,1 (luft=1)
Relativ densitet, flytande	1,1 (vatten=1)
Färg	färglös
Lukt	Luktfri
CAS nummer	7782-44-7

## Egenskaper

**Risker:** Kan orsaka eller intensifiera brand; oxidationsmedel.

**Explosionsområde:** oxidationsmedel

**Personligt skydd:** Undvik oxygenrik atmosfär (>21%)



## Gasflasker

### Ventilutlopp:

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

SMARTOP: W 21.8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

### Skuldrans färg:

vit (RAL 9010)



## Produktspecifikationer

Renhet (% mol)	Andra komponenter (ppm-v)	Leveransform	Emballagetyp och storlek	Tryck	Innehåll	Varunummer
O <sub>2</sub>						
≥ 99,995 mol %	H <sub>2</sub> O (5 bar) ≤ 2 ppm	Flaska	10L	200 bar	2,1 m <sup>3</sup>	P0361S10R2A001
	CnHm ≤ 0,5 ppm	Flaska	20L SMARTOP	200 bar	4,3 m <sup>3</sup>	P0361M20S2A001
	CO ≤ 0.5 ppm	Flaska	50L SMARTOP	200 bar	10,9 m <sup>3</sup>	P0361L50S2A001
	CO <sub>2</sub> ≤ 0.5 ppm					

### Ytterligare information

Produkten rekommenderas för analyser från % till ppm

Stabilitet: 60 månader

## ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.