

## Användningsområde

Medicinsk Oxygen är ett av de mest använda läkemedlen inom sjukvården, från akut- och intensivvård till vård av KOL-patienter i hemmet.

## Gasspecifikation

Renhet (%vol)	Andra komponenter (ppm v/v)
O <sub>2</sub> ≥ 99,5	H <sub>2</sub> O ≤ 67
	CO <sub>2</sub> ≤ 300
	CO ≤ 5

## Transportinformation

Komprimerad gas	
UN-nummer	1072
ADR/RID	Klass 2, klassificeringskod 1O
Säkerhetsdatablad	www.airliquide.com/sweden

Leveransform	Storlek	Namn	Ventiltyp	Flaskmaterial	Innehåll m <sup>3</sup>	Artikelnummer
Flytande						M1125RG
Flaska	1 liter		A	Stål	0,2	M1001S01R2A001
Flaska	1 liter	Oxyal 200	B	Aluminium	0,2	M1001S01Z2A001
Flaska	2 liter		A	Aluminium	0,4	M1001S02L2A001
Flaska	2 liter	Oxyal 400	B	Aluminium	0,4	M1001S02Z2A001
Flaska	2 liter	Compact	C	Aluminium	0,4	M1001S02C2A001
Flaska	2 liter	Viproxal 0-15 l/min	C	Aluminium	0,4	G000006124A001
Flaska	2,5 liter		A	Stål	0,5	M1001S03R2A001
Flaska	2,5 liter	Oxyal 500	B	Stål	0,5	M1001S03Z2A001
Flaska	3 liter	Viproxal 0-15 l/min	C	Aluminium	0,6	G000006312A001
Flaska	3 liter	Viproxal 0-25 l/min	C	Aluminium	0,6	G000006313A001
Flaska	5 liter		A	Stål	1,1	M1001S05R2A001
Flaska	5 liter		A	Aluminium	1,1	M1001S05L2A001
Flaska	5 liter	Compact	C	Aluminium	1,1	M1001S05C2A001
Flaska	5 liter	Viproxal 0-15 l/min	C	Aluminium	1,1	G000006123A001
Flaska	10 liter		A	Stål	2,2	M1001S10R2A001
Flaska	20 liter		A	Stål	4,3	M1001M20R2A001
Flaska	50 liter		A	Stål	10,9	M1001L50R2A001
Flaskpaket	12x50 liter		A	Stål	130	M1001V15Z2A001

### Flaskspecifikation:

Fyllningstryck 200 bar  
Skuldrans färg: Vit

### Ventiltyper:

A = Ventilutlopp W 21,8 x 1/14 (SS367615)  
B = Integrerad regulator  
C = Integrerad regulator och flödesgivare

Nummer på godkännande för försäljning:  
23296

### Kontakta oss

**AIR LIQUIDE GAS AB**  
Box 2911  
212 09 Malmö  
Telefon 040-38 10 00

[www.airliquide.com/sweden](http://www.airliquide.com/sweden)

[www.airliquide.com](http://www.airliquide.com)



Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.

**ANSVARSRISKRVNING** Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

SE\_0000799\_201908\_HC