


RACK 1 CYL LAB



- Fixeringssystem för gasflaskor
- väggmonterad
- Lämplig för en gasflaska
- Tillverkad av aluminium

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Utformad för


L50 och M20 komprimerad gascylinder

Dimensioner

Längd (L) : 160 mm

Höjd (H) : 205 mm


Djup (D) : 50 mm



Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Material
19176	FLASKHÅLLARE 1 FL MED STRIPES	Aluminium

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19179	STRIPES (utbytes) för flaskhållare för B50 eller B

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
19176	19179	STRIPES (utbytes) för flaskhållare för B50 eller B