

KRYOKÄRL TR 26



- Trycklöst kryokärl med kort förvaringskapacitet
- Lagring och transport av kryovätska
- Kapacitet på 26L
- Tillverkad av lätt legering

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Utformad för
Flytande nitrogen

Specifikationer

Lagringskapacitet	26 l
Statisk hållbarhet	130 d*
Halsdiameter	50 mm
Daglig avdunstning	0.2 l/dag*
Taravikt	13.5 kg
Bruttovikt	34.6 kg

* Dagliga indunstning och statisk hålltid ges för 20 ° C, 1013mb, stängd behållare stationära lock. Dessa värden är nominella och kan variera beroende på mottagarens data och produktionstoleranser.

Dimensioner

Höjd (H) : 669 mm

Höjd (H1) : 612 mm

Ø1 : 388 mm

Nettovikt : 13.5 kg

Bruksanvisningar

OP