

# KRYOKÄRL TP 100



- Kryokärl med automatisk tryckreglering
- Lagring på kanister av flytande nitrogen vid lågt tryck
- Kapacitet på 98L
- Tillverkad av lätt legering

Laboratorier och Analys

## Användningsområden

Utformad för  
Flytande nitrogen

## Specifikationer

Lagringskapacitet .....	98 l
Statisk hållbarhet .....	75 d*
Halsdiameter .....	50 mm
Daglig avdunstning .....	1.3 l/dag*
Taravikt .....	33.5 kg**
Bruttovikt .....	113.5 kg**

\* Dagliga indunstning och statisk hålltid ges för 20 ° C, 1013mb, stängd behållare stationära lock. Dessa värden är nominella och kan variera beroende på mottagarens data och produktionstoleranser.

\*\* Med styrhuvud

## Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Måste använda lämplig personlig säkerhetsutrustning (handskar, svetsglasögon, förkläde).

# Dimensioner

Höjd (H) : 1213 mm

Höjd (H1) : 945 mm

Ø1 : 510 mm

Nettovikt : 33.5 kg

# Bruksanvisningar

OP