


RACK 1 CYL LAB



- Fixeringssystem för gasflaskor
- väggmonterad
- Lämplig för en gasflaska
- Tillverkad av aluminium

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Utformad för

L50 och M20 komprimerad gascylinder

Funktioner och Fördelar

Montageplatta: Tillverkad i korrosionsbeständig aluminium. Plattan monteras på vägg eller i fordon och utgör en stabil stödyta för flaskan.


Cylinderstrap: Slitstarkt spännband med enkel låsmekanism som fixerar flaskan mot plattan. Bandet är justerbart för att passa olika flaskdiametrar.

Dimensioner

Längd (L) : 160 mm

Höjd (H) : 205 mm


Djup (D) : 50 mm



Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Material
19176	FLASKHÅLLARE 1 FL MED STRIPES	Aluminium

Tillval

Produkt	Lång beskrivning
 19179	STRIPES (utbytes) för flaskhållare för B50 eller B20

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
19176	19179	STRIPES (utbytes) för flaskhållare för B50 eller B20