

BEHÅLLARE FÖR KRYOKONSERVE- RING RCB 600 GAS



- Kryokärl med stor förvaringskapacitet och lång räckvidd
- Bevarande av alla typer av stora mängder prover i gasfas
- Kapacitet 109 l
- Tillverkad av rostfritt stål

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Bevarande i

Kvävgas vid kryogena temperaturer (<-170 °C).

Utformad för

Biologiska prover

Specifikationer

Statisk hållbarhet	24 d
Halsdiameter	461 mm
Daglig avdunstning	5.1 l/dag
Taravikt	340 kg
Bruttovikt	430 kg*

* Utan utrustning

***Beroende på typ kan mängden variera.

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Måste använda lämplig personlig säkerhetsutrustning (handskar, svetsglasögon, förkläde).

Dimensioner

Längd (L) : 1085 mm

Höjd (H) : 1510 mm

Höjd (H1) : 1440 mm

Djup (D) : 1095 mm

Ø1 : 850 mm

Nettovikt : 270 kg