

KRYOKÄRL RH 100



- Kryokärl i enlighet med ADR
- Lagring, transport och distribution av flytande helium
- Kapacitet på 100L
- Tillverkad av aluminium

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Utformad för
flytande helium

Specifikationer

Daglig avdunstning 1 l/dag
Taravikt 38 kg
Bruttovikt 50 kg

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Måste använda lämplig personlig säkerhetsutrustning (handskar, svetsglasögon, förkläde).

Dimensioner

Höjd (H) : 1565 mm

Höjd (H1) : 1360 mm

Ø1 : 503 mm

Nettovikt : 38 kg