


HALVAUTOMATISKA CENTRALER CISA_200-25-50_PHARMA_RA+



- Kontinuerlig gastillförselsystem till rörledningar
- Anslutning av 2x1 eller 2x2 200 bar gasflaskor eller flaskpaket
- Tillverkad av rostfritt stål

Läkemedel

Användningsområden

Applikationer

PHARGALIS™ gaser

Utom

Oxygen

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 200 bar

Nominellt flöde nitrogen 50 Nm³/h*

Överströmningsventil 35 bar

Intern / extern läckhastighet <10⁻⁶ mbarl / s helium., Driftstemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Ram Rostfritt stål

Regulator Kropp i 316L rostfritt stål, Membranet på Hastelloy®, Kägla i 316L rostfritt stål PCTFE belagd, kopplat till membranet

Ventilblock Kropp i 316L rostfritt stål

Manometer Hus i rostfritt stål Ø 50mm

Överströmningsventil... 316L rostfritt stål


Packning EPDM FDA

Säkerhetsvarning

☑ alert_securite_29

Dimensioner

Längd (L) : 530 mm
Höjd (H) : 1700 mm
Höjd (H1) : 170 mm
Djup (D) : 330 mm
Nettovikt : 14 kg



Anslutning

Inloppsanslutning: 4 inloppsanslutningar + 4 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga
Utllopsanslutning: 1 utllopsanslutning + 2 anslutningar för

spolgas G 3/8 BSPP inv.g
Anslutning till överströmningsventil: 6 mm klämringskoppling i rostfritt stål

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Inloppsanslutning	Utllopsanslutning	Material
150286	MAN CISA 200-25-50 PHARMA RA+	Luft, CO2, N2	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Rostfritt stål

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	15421	EXTENSION RAMP 1-3 CYLINDERS CISA
	16161	Avstängningsventil IM 200-0,12 1/4 varv Inlopp & Utlopp G3/8 AL Invändig
	16403	KOPPLING M20X1,5/16X1,336 HANE
	16474	Anslutning 16x1.336 SI Male Packning O-ring EPDM - CF 10mm Rostfritt stål
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri
	19176	FLASKHÅLLARE för 1 Gasflaska med stripes
	19557	FITTING M20x1,5 Male - 16x1,336 SI Male Brass Cr
	189207	Fitting anti-flapping + filter M20x1.5 male - 16x1.336 SI Male *FOOD