

BEHÅLLARE FÖR KRYOKONSERVE- RING GT 26



- Små behållare för kryokonsivering
- Förvaring av flingprover
- Kapacitet 26,7 l
- Tillverkad av aluminium

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Bevarande i

Flytande nitrogen

Utformad för

Biologiska prover

Specifikationer

Lagringskapacitet	26.7 l
Statisk hållbarhet	83 d
Halsdiameter	80 mm
Daglig avdunstning	0.32 l/dag*
Taravikt	14.8 kg
Bruttovikt	36 kg

* Dagliga indunstning och statisk hålltid ges för 20 ° C, 1013mb, stängd behållare stationära lock. Dessa värden är nominella och kan variera beroende på mottagarens data och produktionstoleranser.

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Måste använda lämplig personlig säkerhetsutrustning (handskar, svetsglasögon, förkläde).

Dimensioner

Höjd (H) : 460 mm

Ø1 : 468 mm

Nettovikt : 14.8 kg

Bruksanvisningar

OP