


Komplett lösning för en trygg oxygenbehandling

Med Compact är Medicinsk Oxygen alltid omedelbart tillgänglig, tack vare att ventil, regulator och flödesgivare är integrerade i kåpan som täcker gasflaskan. Allt finns på plats från början, varför patienten utan dröjsmål kan tillföras oxygen, antingen via en snabbkoppling med konstant tryck, eller med förinställda flöden via en nippel. Flaskan är ergonomiskt och säkert utformad, vilket underlättar för vårdpersonalen och minskar underhållskostnaderna.

Användningsområdena för Compact är många: Akutsjukvård, transporter inom sjukhus, på vårdcentraler eller tandläkarmottagningar.

Komplett lösning för Medicinsk Oxygen


- Inga regulatorbyten ger ökad säkerhet för personal och patient.
- Aktiv manometer som alltid visar hur mycket gas flaskan innehåller.
- Instruktion och förbrukningstabell på flaskan.
- Lättåtkomlig justeringsratt för enkel inställning av flödet.
- Praktisk sänghållare och ergonomiskt utformat bärhandtag.



COMPACT I Medicinsk oxygen

Säkert, enkelt och ekonomiskt

- Compact är alltid klar att använda – inga verktyg behövs
- Med ett enkelt handgrepp öppnas flaskan, därefter kan önskat flöde ställas in. Observera att om flaskan inte är öppnad, är flödesväljaren låst.
- Bärhandtag och upphängningsanordning för säng/bår är inbyggda i huven.
- Huvens utformning gör att flaskan inte kan rulla när den ligger ner.
- Regulator och flödesgivare är helt skyddade av kåpan – minimal risk att få in partiklar i anslutningen
- Den inbyggda manometern visar alltid hur mycket gas som finns kvar.
- Regulatorn är av tvåstegstyp, vilket gör att tryck och flöde är stabila.



Specifikation

Tekniska data:		
Volym	2 liter	5 liter
Nominellt innehåll	400 liter	1000 liter
Flöden	0-15 liter/minut (0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min)	0-15 liter/minut (0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min)
Höjd inklusive ventil	Ca 485 mm	Ca 670 mm
Vikt (kg)	5,1 (exkl gas) 6,25 (inkl gas)	6,9 (exkl gas) 8,5 (inkl gas)

Fyllningstryck 200 bar

Nominellt utloppstryck 4,0 bar

Compact uppfyller tillämpliga standarder

Kontakta oss

AIR LIQUIDE GAS AB

Box 2911
212 09 Malmö
Telefon 040-38 10 00

www.airliquide.com/sweden

www.airliquide.com



Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.

ANSVARFRISKRIVNING Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.