

Lustgas är en lättare form av narkosmedel med smärtstillande egenskaper och används vid anestesi, inom förlossningsvården samt vid mindre ingrepp, t ex inom tandvården.

Användningsområde

Lustgas används alltid tillsammans med Medicinsk Oxygen eller Medicinsk Luft för kirurgiska ingrepp inom förlossningsvården och tandvården. Fördelen med Lustgas är att patienten kan hållas vid medvetande under ingreppet. Lustgas används också vid generell anestesi i kombination med andra anestesimedel. Lustgas levereras som kondenserad gas i gasflaska.

Gasspecifikation

Renhet (%vol)	Andra komponenter (ppm-v)
N ₂ O ≥ 99,0	H ₂ O ≤ 67
	CO ₂ ≤ 300
	CO ≤ 10
	NO+NO ₂ ≤ 5
	Halogener ≤ 1
	Alkali ≤ 25

Transportinformation

Komprimerad flytande gas	
UN-nummer	1070
ADR/RID	Klass 2, klassificeringskod 20
Säkerhetsdatablad	www.airliquide.com/sweden

Leveransform	Storlek	Flaskmaterial	Innehåll (kg)	Artikelnummer
Flaska	10 liter	Stål	7,5	M8001S10R0A001
Flaska	50 liter	Stål	37,5	M8001L50R0A001
Flaskpaket	12 x 50 liter	Stål	120	M8001V12R0A001

Flaskspecifikation:

Stålflaska med avstängningsventil
 Fyllningstryck: 200 bar
 Skuldrans färg: Mörkblå

Ventilutlopp:

G 3/8 (SS 36 76 15)

Nummer på godkännande för försäljning:
 23297

Kontakta oss

AIR LIQUIDE GAS AB
 Box 2911
 212 09 Malmö
 Telefon 040-38 10 00

www.airliquide.com/sweden

www.airliquide.com