

Medicinteknisk Koldioxid uppfyller kriterierna för en medicinteknisk produkt enligt direktiv 93/42/EEG och är således CE-märkt. Detta garanterar högsta kvalitet, kontroll och spårbarhet.

Användningsområde

Koldioxid används för utvidgning av kroppskaviteter i samband med operation och diagnostik.

Gasspecifikation

Renhet (%vol)	Andra komponenter (ppm-v)
CO ₂ ≥ 99,5	H ₂ O ≤ 67
	CO ≤ 5
	N ₂ O och NO ≤ 2

Transportinformation

Komprimerad gas	
UN-nummer	1031
ADR/RID	Klass 2, klassificeringskod 2A
Säkerhetsdatablad	www.airliquide.com/sweden

Leveransform	Storlek	Flaskmaterial	Innehåll m ³	Artikelnummer
Flaska	1 liter	Stål	0,75	M5110S01R0A001
Flaska	2,5 liter	Stål	1,9	M5110S02R0A001
Flaska	5 liter	Stål	3,75	M5110S05R0A001
Flaska	10 liter	Stål	7,5	M5110S10R0A001
Flaska	20 liter	Stål	15	M5110M20R0A001

Flaskspecifikation:

Stålfaska med avstängningsventil
Fyllningstryck: 51 bar
Skuldrans färg: Grå

Ventilutlopp:

W 27 x 2 (SS 36 76 15)

Kontakta oss

AIR LIQUIDE GAS AB
Box 2911
212 09 Malmö
Telefon 040-38 10 00

www.airliquide.com/sweden

www.airliquide.com